

研究用試薬

診断には使用しないで下さい

EB ウイルス IgG 抗体検出キット


【使用目的】

血清又は血漿又は全血中の EB ウイルス IgG 抗体の検出。

【測定原理】

イムノクロマト法による抗体の検出。

【操作方法】




※キット付属の検体抽出液を使用してください。

※検体抽出液は「EB ウイルス IgG 抗体検出キット」と「EB ウイルス IgM 抗体検出キット」兼用できます。

【判定方法】

判定部に現れるラインの有無によって結果を判定します。



【貯法】

2~30°C



株式会社 イムノ・プローブ

埼玉県比企郡嵐山町鎌形1331-3

TEL: 0493-62-6923

FAX: 0493-62-9477

E-mail: info@immuno-probe.com